

Anti-Xa-Aktivität, Edoxaban (Zitrat-Plasma)

Stand: 01.01.0001

Einheit: ng/ml

MethodeChromogeneSubstratmessung, COAG, [COAMATIC_Heparin_12_2008.pdf](#), [Edoxaban-Kal_03_2018.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		Bergspiegel: 1-2 h nach Gabe 30 mg (1x tägl.) 84 (60 - 120) ng/ml 1-2 h nach Gabe 60 mg (1x tägl.) 170 (120 - 250) ng/ml
		Talspiegel: vor der nächsten Gabe 30 mg (1x tägl.) 12 (4 - 20) ng/ml vor der nächsten Gabe 60 mg (1x tägl.) 22 (10 - 40) ng/ml
		Angegeben ist jeweils der Median sowie das 95% Prädiktionsintervall (Quelle: Weitz, JI, et al. Thrombosis and Haemostasis. 2010; 104(3):633-641).

Material

Zitratblut 1:10 Monovette, 5 ml, grün

Beschreibung

Edoxaban ist ein Antikoagulant, das in der Therapie oder präventiv verwendet werden kann. Die Messung von Edoxaban-Konzentrationen im Plasma von Patienten ermöglicht eine Überwachung der Therapie sowie eine Anpassung der Dosierung.

Indikation

Ein Monitoring der Anti FXa-Aktivität (Edoxaban) kann indiziert sein bei Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance <30 ml/min), Hinweise auf Überdosierung bei vermehrter Blutungsneigung, Hinweise auf Unterdosierung (Thrombosen trotz adäquater Therapie), massives Unter- oder Übergewicht, Patienten in sehr hohem Lebensalter.

Spezielle Hinweise

Dieser Anti Xa-Aktivitäts-Test wird speziell mit Edoxaban kalibriert und darf daher nicht mit dem Anti FXa-Aktivitäts-Test für niedermolekulare Heparine verwechselt werden.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3945	140 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 8.16 Euro
EBM	32208	19.20 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)