Stand: 07.12.2016

CH-50, Komplement (Serum)

Einheit: %

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht max. Alter Bereich 80-120 %

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Beschreibung

Globaltest zur Bestimmung der funktionellen Aktivität des klassischen Aktivierungsweges des Komplementsystems. Suchtest bei allen Konstellationen mit verminderter Komplementaktivität bei angeborenem und erworbenem Komplementmangel.

Indikation

Komplementdefekte, akute generalisierte Immunkomplexvaskulitiden, aktiver Lupus erythematodes, akute postinfektiöse Glomerulonephritis, membranoproliferative Glomerulonephritis, hypokomplementämische Vaskulitis (McDuffie-Syndrom), intravasale Gerinnung, akute Pankreatitis

Spezielle Hinweise

Blutprobe sollte umgehend (bis etwa 30 Minuten) auf Eis ins Labor transportiert werden.

Erhöht bei: Komplementdefekte, akute generalisierte Immunkomplexvaskulitiden, aktiver Lupus erythematodes, akute postinfektiöse Glomerulonephritis, membranoproliferative Glomerulonephritis, hypokomplementämische Vaskulitis (McDuffie-Syndrom), intravasale Gerinnung, akute Pankreatitis.

Erhöht bei: Akute-Phase-Reaktionen (kompensatorisch).

Abrechnungsinformation

KatalogZifferWertGOAE3967500 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 29.14 Euro

Bearbeitung

Versandparameter (verlängerte Bearbeitungszeit möglich!)

Verfahrensliste erstellt am: 19.05.2024