

INR aus Quick (mit Thromborel-S)

Stand: 20.03.2023

MethodeKoagulometrie (Opt. u. mechan. Detektionsverfahren), COAG, [PT-Multi_Cal_2013-10.pdf](#), [Thromborel_S_2018_08.pdf](#)

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		0.85-1.15

Material

Zitratblut 1:10 Monovette, 5 ml, grün

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)