

PTT (Lupussensitiv, Zitrat-Plasma)

Stand: 20.03.2023

Einheit: s

Synonyme

aPTT (aktivierte partielle Thromboplastinzeit, Lupussensitiv)

MethodeKoagulometrie (Opt. u. mechan. Detektionsverfahren), COAG, [Actin_FSL_2018_08.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		< 37.3 s

Material

Zitratblut 1:10 Monovette, 5 ml, grün

Beschreibung

Die Bestimmung der Lupus-sensitiven aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (aPTT) ist eine Teiluntersuchung der sogenannten Lupushemmstoffdiagnostik. Lupushemmstoffe können im Rahmen von Autoimmunerkrankungen auftreten und zu Störungen der Blutgerinnung (meistens Thromboseneigung) führen.

Indikation

- Unklare Thrombosen und Abklärung von rezidivierenden Aborten.
- Abklärung des Antiphospholipid-Syndroms

Spezielle Hinweise

Messung der PTT mit einem Reagenz, das besonders empfindlich auf Lupus-Antikoagulans reagiert.

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	3605	50 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 2.91 Euro
EBM	32112	0.60 Euro

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)