

Erythrozyten (EDTA-Blut)

Stand: 20.03.2023

Einheit: $10^{12}/l$ **Methode**

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich

Geschlecht	max. Alter	Bereich
	3 Tag	4.1-6.25 $10^{12}/l$
	14 Tag	3.9-6.05 $10^{12}/l$
	30 Tag	3.5-5.5 $10^{12}/l$
	2 Monat	3.1-4.75 $10^{12}/l$
	3 Monat	3.1-4.75 $10^{12}/l$
	6 Monat	3.3-4.75 $10^{12}/l$
	12 Monat	3.7-5.15 $10^{12}/l$
	2 Jahr	3.7-5.15 $10^{12}/l$
	4 Jahr	3.85-5.15 $10^{12}/l$
	6 Jahr	3.85-5.15 $10^{12}/l$
	12 Jahr	3.95-5.25 $10^{12}/l$
M	15 Jahr	4.1-5.55 $10^{12}/l$
F	15 Jahr	3.9-5.15 $10^{12}/l$
M	18 Jahr	4.2-5.65 $10^{12}/l$
F	18 Jahr	3.9-5.15 $10^{12}/l$
M	50 Jahr	4.3-5.75 $10^{12}/l$
F	50 Jahr	3.9-5.15 $10^{12}/l$
M	65 Jahr	4.3-5.75 $10^{12}/l$
F	65 Jahr	3.9-5.2 $10^{12}/l$
M		4-5.65 $10^{12}/l$
F		3.85-5.2 $10^{12}/l$

Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht für jedes Alter verfügbar

Material

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (24/7)