

**Retikulozyten (% , Diff.)**

Stand: 24.11.2014

Einheit: %

**Methode**

Sysmex-Automat, Zählung elektrischer Impulse, XN-Serie

**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

<b>Geschlecht</b>	<b>max. Alter</b>	<b>Bereich</b>
M	4 Woche	s. Ref.liste
F	4 Woche	s. Ref.liste
M		0.52-1.86 % (Normwert: Alter > 4 Wochen)
F		0.45-1.78 % (Normwert: Alter > 4 Wochen)
		Referenzwerte ohne Geschlechtsangabe sind nicht verfügbar

**Material**

EDTA Monovette, 2,7 ml, rot

**Indikation**

Beurteilung der erythropoetischen Knochenmarksaktivität

**Spezielle Hinweise**

Erhöhte Werte finden sich bei gesteigerter erythropoetischer Knochenmarksaktivität (nach Blutverlust, hämolytische Anämie, Hypoxie, Therapie mit Eisen, Vitamin B12 und Folsäure). Erniedrigte Werte finden sich bei verminderter erythropoetischer Aktivität (megaloblastische-, sideroblastische Anämie, Thalassämie, Zytostatikatherapie)

**Abrechnungsinformation**

<b>Katalog</b>	<b>Ziffer</b>	<b>Wert</b>
GOAE	3552	70 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 4.08 Euro

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

täglich 24/7