

IL-2-Rezeptor, löslicher (Serum)

Stand: 20.03.2023

Einheit: U/ml

MethodeLumineszenz-Immunoassay (LIA), Immulite, [IL2R - IMMULITE 2000 Systems - Rev 14 DXDCM 09008b83808894dd-1527210336178.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

| Geschlecht | max. Alter | Bereich |
|------------|------------|--------------|
| | | 158-623 U/ml |

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

Indikation

Marker der Immunaktivierung

Spezielle Hinweise

Erhöhte Werte finden sich bei allen Zuständen, die mit einer Aktivierung der T- oder B-Lymphozyten einhergehen. Nur aktivierte Lymphozyten sezernieren den IL-2-Rezeptor. Bei aktiver Sarkoidose ist mit Werten über 1000 zu rechnen.

Abrechnungsinformation

| Katalog | Ziffer | Wert |
|---------|--------|--------------------------------------|
| GOAE | 4069 | 750 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 43.72 Euro |
| EBM | 32416 | 24.90 Euro |

Akkreditierung

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)