

Teicoplanin (Serum)

Einheit: µg/ml

Stand: 20.03.2023

MethodeHomogener Partikelversätkter turbidimetrischer Immunoassay, COBAS, [Teico-Cal-2019_10.pdf](#), [Teico_2021_10.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

Geschlecht	max. Alter	Bereich
		Zielwert, Talspiegel frühestens vor der 3. Gabe bestimmen > 15 µg/ml (für die meisten Infektionen durch Grampositive Bakterien) 30 - 40 µg/ml (Endokarditis und andere schwere Infektionen) Methode vergleichbar mit FPIA (mg/l) Dailly E, et al. J Clin Lab Anal. 2013; 27:96-8

Material

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

BeschreibungTalspiegelbestimmung
Zielwert abhängig von Indikation**Indikation**

therapeutisches Drug-monitoring

Abrechnungsinformation

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4182	250 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 14.57 Euro
EBM	32341	17.70 Euro

Bearbeitung

täglich (Mo - Fr)