

**Urinsediment (Urin)**

Stand: 09.12.2016

---

**Material**

Urin Monovette, 10 ml, gelb

---

**Beschreibung**

Wird mit Teststreifen eine positive Reaktion auf Erythrozyten, Leukozyten, Nitrit oder Protein befundet, empfiehlt sich eine Untersuchung des Urinsediments. Wenn ein Urinsediment angefordert ist, obwohl der Urinstatus unauffällig ist, wird der Auftrag für das Urinsediment storniert.

---

**Indikation**

V.a. Erkrankung der Niere oder der ableitenden Harnwege.

---

**Spezielle Hinweise**

Während der Menstruation gewonnener Urin ist i.d.R. nicht verwertbar.

---

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

---

**Bearbeitung**

täglich (24/7)