

**Porphyriescreening (Urin/Teststreifen)**

Stand: 20.03.2023

**Synonyme**

Hoesch-Test

**Methode**

(Handmethode) Hoesch Test, Hand

**Material**

Urin Monovette, 10 ml, gelb, lichtgeschützt

**Anforderungen an das Probenmaterial**

Untersuchungsmaterial unbedingt lichtgeschützt aufbewahren und versenden!

**Beschreibung**

Zum Nachweis einer Porphyrie, im besonderen des akuten Schubs einer akuten intermittierenden Porphyrie, wird mit einem qualitativen Schnelltest auf Porphobilinogen (PBG), eine der Vorläufersubstanzen der Porphyrine, im Urin geprüft.

**Indikation**

V.a. akute intermittierende Porphyrie

**Spezielle Hinweise**

Im schubfreien Intervall sind auch negative Tests möglich.

Die hereditäre Koproporphyrinurie, die Porphyria variegata und die schwere akute Bleivergiftung kann mit erhöhter PBG-Ausscheidung einhergehen.

**Abrechnungsinformation**

Katalog	Ziffer	Wert
GOAE	4123	60 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 3.50 Euro
EBM	32030	0.50 Euro

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

täglich (24/7)