

**Soluble Liver Antigene / LP (Serum)**

Stand: 11.08.2015

Einheit: U/ml

**Synonyme**

SLA

**Methode**ELISA, Elisa, [SLA\\_2015\\_07.pdf](#)**Referenzbereich / Therapeutischer Bereich / Zielbereich**

| Geschlecht | max. Alter | Bereich                  |
|------------|------------|--------------------------|
|            |            | < 12 U/ml Negativ        |
|            |            | 12 - 18 U/ml Grenzwertig |
|            |            | > 18 U/ml Positiv        |

**Material**

Serum Monovette, 4.7 ml, braun

**Beschreibung**

Autoantikörper gegen SLA (Synonym SLA/LP) treten bei 10-30% der Fälle von Autoimmunhepatitiden auf. Der prädiktive Wert beträgt nahezu 100%. Die Inzidenz der Autoimmunhepatitis (AIH) beträgt in Westeuropa ca. 1,9 Fälle im Jahr auf 100000 Einwohner. Unbehandelt geht die AIH bald in eine Leberzirrhose über. Bei rechtzeitig einsetzender und konsequent bis zum Lebensende durchgeführter immunsuppressiver Therapie haben die Patienten eine günstige Prognose.

**Indikation**

Diagnostik der Autoimmunhepatitis (Subtyp III)

**Abrechnungsinformation**

| Katalog | Ziffer | Wert                                 |
|---------|--------|--------------------------------------|
| GOAE    | 3877   | 450 GOÄ-Punkte, 1.0-fach: 26.23 Euro |
| EBM     | 32495  | 12.30 Euro                           |

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

**Bearbeitung**

1 x wöchentlich